

## Immuun anti-A

### Beschrijving van de test

Naam:	Immuun anti-A
Synoniemen:	fetomaternele incompatibiliteit, ABO incompatibiliteit
Aanvraag code:	14160
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00001</a>
Loinc:	815-1
Frequentie:	weekdagen
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 uur op weekdagen, 72 uur indien weekend
TAT Dringend:	24 uur (weekdagen)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Barbara Cauwelier

### Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	EDTA
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum.
Bijaanvraag:	Max. 3 dagen na staalafname

### Analyse

Analysemethode:	Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie.
IVDR status:	CE-IVD test met niet-significante wijziging
Deelname EKE:	UKNEQAS

Interferentie:	sterke hemolyse
Interpretatie:	Bij ABO incompatibiliteit tussen moeder en baby kan immuun (IgG) anti-A of anti-B de oorzaak zijn van hemolytische ziekte van de pasgeborene; bij een positief resultaat wordt de titer van immuun anti-A en/of -B bepaald.

## Laatst gewijzigd op

29-07-2025

Barbara Cauwelier

Copyright © 2025 All rights reserved.