

Bacteriële kweek catheter

Beschrijving van de test

Naam:	Bacteriële kweek catheter
Synoniemen:	CLABSI, CRBSI, catheter
Loinc:	634-6
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	5 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Arterieel, centraal veneus, perifeer veneus, dialyse, jugularis, PICC, port-à-cath (PAC), VP shunt, Hickman, andere. Bij vermoeden van een cathetersepsis, gelijktijdig bloedkweken afnemen via de catheter en via een perifere afname, voor toediening van antibiotica. De catheter gelijktijdig met bloedkweken insturen.
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Rolplaat methode, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
Deelname EKE:	Neqas, Sciensano, SKML
Interpretatie:	Groei van >15 CFU van een cathetersegment van 5 cm is suggestief voor de bacteriële kolonisatie van de catheter. Bij vermoeden van een cathetersepsis moeten ook bloedkweken worden afgenomen, één koppel via perifere weg, het andere

koppel langs de catheter. Indien er geen vermoeden van cathetersepsis bestaat moeten catheters die verwijderd worden, niet voor routine kweek naar het laboratorium gestuurd worden.

Laatst gewijzigd op

28-03-2025

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.