

Anaerobe kweek etter

Beschrijving van de test

Naam:	Anaerobe kweek etter
Loinc:	635-3
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	7 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Etter opgezogen in steriele spuit voorzien van beschermkappen; etter geaspireerd en gecollecteerd in steriele afgesloten recipiënt.
Toegelaten materiaal:	Etter op eSwab
Toegelaten recipiënt:	Spuut, potje, eSwab
Volume:	>0,5 mL; bij minder dan 0,5 mL wordt het monster verdund met fysiologisch water

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
Deelname EKE:	Neqas, Sciensano, SKML
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.

Laatst gewijzigd op

Copyright © 2025 All rights reserved.