

Bacteriële kweek respiratoir staal

Beschrijving van de test

Naam:	Bacteriële kweek respiratoir staal
Synoniemen:	Pneumonie
Loinc:	634-6
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	2-7 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Sputum, bronchusaspiraats, sinusaspiraats, endo-tracheaal aspiraats, BAL. Sputum: Opgehoest sputum dient van goede kwaliteit te zijn (geen speeksel!); indien op gramkleuring aanwezigheid van epitheelcellen zonder aanwezigheid van leucocyten wordt het staal niet verder verwerkt op het laboratorium.
Toegelaten materiaal:	Keelwisser (uitzonderlijk bij mucoviscidose en neonaten)
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
Deelname EKE:	Sciensano, SKML, UK NEQAS
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan. Niet-correcte afnamen kunnen vals-negatieve kweken geven.
Interpretatie:	

Een positieve kweek met *Streptococcus pneumoniae* en *Haemophilus influenzae* kan op een infectie wijzen, maar kan ook gewoon dragerschap zijn. De dominante aanwezigheid van een gram-negatieve bacil of door *Staphylococcus aureus* wijst meestal op een infectieus proces. Een negatieve kweek sluit een infectie van de onderste luchtwegen niet uit.

Laatst gewijzigd op

03-04-2025

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.