

Gisten kweek

Beschrijving van de test

Naam:	Gisten kweek
Loinc:	53571-6
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	minimum 10 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Geaspireerd vocht, weefselstukje
Toegelaten recipiënt:	Geaspireerd vocht in spuit met beschermkap of in steriel potje; weefselstukjes in steriel potje met enkele druppels fysiologisch water. Niet laten uitdrogen; geaspireerd vocht ingespoten in Bactec fles; weefselstukje in droog recipiënt.
Volume:	5-10 mL vocht

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek met aanrijking, identificatie en gevoeligheidsbepaling
Deelname EKE:	Neqas, Sciensano, SKML
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.

Laatst gewijzigd op

Copyright © 2025 All rights reserved.