

Gisten kweek urine

Beschrijving van de test

Naam:	Gisten kweek urine
Synoniemen:	Urine
Aanvraag code:	M_URI_GIS
Loinc:	18482-0
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	3 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Midstream urine, verblijfsonde
Toegelaten materiaal:	Catheter urine, suprapubische punctie urine, first voided urine, clean catch urine
Toegelaten recipiënt:	Buis 3 ml
Volume:	Urinemonsters worden het best in de vroege morgen afgenomen. Er wordt een mid-stream urine afgenomen, d.w.z. dat tijdens het urineren, het eerste deel van de urine niet opgevangen wordt, maar enkel het middenste deel. Het is belangrijk om voor het urinere

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Aanvraagbrief voor urineonderzoeken (STJURI, bruine brief); Aanvraagbrief voor urgente laboratoriumtesten (STJUR, rode brief).
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kwantitatieve kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling.
-----------------	---

Deelname EKE:	Neqas, Sciensano, SKML
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan. Overgroei van begeleidende flora indien het monster niet in de koelkast bewaard wordt.
Interpretatie:	Het resultaat moet beoordeeld worden aan de hand van het aantal bacteriën, de aan -of afwezigheid van pyurie in het monster, de symptomen en het onderliggend lijden bij de patiënt. ≥ 3 uropathogenen wijst op een slechte afnametechniek; de microbioloog beslist over verdere afwerking van deze monsters. De aanwezigheid van bacteriën zonder pyurie kan wijzen op een slechte afnametechniek, Bij asymptomatische patiënten met bacteriën en pyurie in de urine, moet niet noodzakelijk en antibiotische therapie opgestart worden.

Laatst gewijzigd op

31-07-2024

Glims system