

## Everolimus

### Beschrijving van de test

Naam:	Everolimus
Synoniemen:	Certican
Aanvraag code:	29160
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00009</a>
Loinc:	50544-6
Frequentie:	Immunoassay (in house): dagelijks, behalve op zondag. LC-MS/MS (verzending naar UZ Gent): analyse op maandag, woensdag en vrijdag
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Immunoassay (in house): van maandag t.e.m. zaterdag: indien staal in labo vóór 13h: resultaat zelfde dag gekend. LC-MS/MS (verzending naar UZ Gent): 2 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

### Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt <b>Analyse via LC-MS/MS (verzending naar UZ Gent): afname niet mogelijk op vrijdag! Stalen afgenomen op donderdag moeten vòòr 16u in het labo zijn.</b>
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen).

### Analyse

Analysemethode: Immunoassay (in house): Elecsys (Cobas, Roche); LC-MS/MS (verzending naar UZ Gent): in house methode.  
IVDR status: CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant  
Deelname EKE: LGC Immunosuppressant Scheme: PT-IP-EVE  
Interferentie: Immunoassay (in house): kruisreactie met sirolimus.  
Interferentie bij inname biotine (> 5mg/dag) 8 uur voor de bloedafname; of bij hoge titers van antilichamen tegen cyclosporine, streptadivin of ruthenium.  
Eenheid: µg/L

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	3.0-8.0 µg/L	3.0-8.0 µg/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 548413 - 548424 B 600 Doseran van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel [40](#), [227](#))(Diagnoseregel [46](#), [51](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

20-05-2026