

Posaconazole DAL

Beschrijving van de test

Naam:	Posaconazole DAL
Synoniemen:	Noxafil
Aanvraag code:	29172
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Loinc:	53731-6
Frequentie:	Wekelijks op dinsdag en vrijdag, stalen moeten voor 8 uur in het labo zijn. Resultaat volgt dezelfde dag.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	5 dagen
TAT Dringend:	1 dag
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, lithiumheparine tube
Volume:	2,6 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	DALspiegel = vlak voor toediening. De eerste dalspiegel wordt best afgenomen na 7 dagen therapie. Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyse

Analysemethode:	HPLC-FLUO
-----------------	-----------

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	LGC Antifungals - SKML Antifungal drugs
Interpretatie:	Profylaxe >700 ng/mL Therapeutisch >1250 ng/mL Toxisch >3750 ng/mL
Eenheid:	ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur:	547153 - 547164 B 1600 Doseran van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnoseregel 49) Bron: RIZIV website op 26/04/2026
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatst gewijzigd op

12-06-2025