

## Voriconazole DAL

### Beschrijving van de test

Naam:	Voriconazole DAL
Synoniemen:	Vfend
Aanvraag code:	29170
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00009</a>
Loinc:	38370-3
Frequentie:	Wekelijks op dinsdag en vrijdag, stalen moeten voor 8 uur in het labo zijn. Resultaat volgt dezelfde dag.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	5 dagen
TAT Dringend:	1 dag
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum op ijs
Toegelaten materiaal:	Plasma op ijs
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, lithiumheparine tube.
Volume:	2,6 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	DALspiegel = vlak voor toediening. De eerste dalspiegel wordt best afgenomen na 4-7 dagen therapie. Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
-------------	--

### Analyse

Analysemethode:	HPLC-FLUO
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	LGC Antifungals - SKML Antifungal drugs
Interferentie:	Antischimmelmiddelen worden vaak in combinatie gegeven met andere geneesmiddelen. Clindamycin, Fosamprenavir, Levofloxacin, Piperacillin, Pyrimethamine, Sulfamethoxazole, Tazobactam en Trimethoprim vertoonden lichte interferenties bij de bepaling van Voriconazole. De resultaten kunnen worden gecontroleerd en bevestigd met tandem massaspectrometrie in geval van interferentie.
Interpretatie:	Bij een te lage/hoge spiegel wordt de dosis aangepast en een nieuwe dalspiegel wordt na minstens 48 uur bepaald.
Eenheid:	µg/mL

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	2-5.5 µg/mL	2-5.5 µg/mL

## Tarificatie

Nomenclatuur:	547153 - 547164 B 1600 Doseran van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnoseregel <a href="#">49</a> ) Bron: RIZIV website op 14/06/2026
---------------	---

## Laatst gewijzigd op

25-09-2025