

## Basofielen

### Beschrijving van de test

Naam:	Basofielen
Aanvraag code:	11004
Loinc:	706-2
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	6 uur
TAT Dringend:	2 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Sylvie Roggeman

### Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Volume:	2,7 mL bloed

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Periode bloedafname - analyse 24u</li><li>• Patiëntenlabel aanwezig</li><li>• In recipiënt zoals aangegeven in de labogids</li></ul>
-------------	--

Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten 24u (bijaanvraag op later tijdstip eventueel mogelijk in functie van beschikbaarheid resultaat WBC-telling en uitstrijkje uitgevoerd op vers materiaal)
--------------	--

### Analyse

Analysemethode:	Automatische differentiatie door fluorescentie flowcytometrie of manuele differentiatie door microscopie.
-----------------	---

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano
Interferentie:	Verkeerde resultaten kunnen o.a. optreden bij hypogranulaire granulocyten, agranulocytose, zeer hoge triglyceriden, aanwezigheid van normoblasten en cryoglobulines.
Interpretatie:	Basofielen vormen een subpopulatie van de WBC. Afwijkingen in aantal kunnen veroorzaakt worden door zowel inflammatoire, reactieve als maligne aandoeningen.
Eenheid:	%

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 14 d	0-1 %	0-1 %
14 d-30 d	0-1 %	0-1 %
30 d-60 d	0-1 %	0-1 %
60 d-180 d	0-1 %	0-1 %
180 d-2 jaar	0-1 %	0-1 %
2 jaar-6 jaar	0-1 %	0-1 %
6 jaar-12 jaar	0-1 %	0-1 %
12 jaar-18 jaar	0-1 %	0-1 %
> 18 jaar	0-1 %	0-1 %

## Tarificatie

Nomenclatuur:	127190 - 127201 B 80 Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie #(Maximum 1) (Cumulregel <a href="#">102</a> ) Bron: RIZIV website op 26/04/2026
---------------	---

## Laatst gewijzigd op

20-01-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.