

## Eosinofielen

### Beschrijving van de test

Naam:	Eosinofielen
Aanvraag code:	11004
Loinc:	713-8
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	6 uur
TAT Dringend:	2 uur
24u/24u:	ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Sylvie Roggeman

### Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Volume:	2,7 mL bloed

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• periode bloedafname - analyse 24u</li><li>• patiëntenlabel aanwezig</li><li>• in recipiënt zoals aangegeven in de labogids</li></ul>
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten 24u (bijaanvraag op later tijdstip eventueel mogelijk in functie van beschikbaarheid resultaat WBC-telling en uitstrijkje uitgevoerd op vers materiaal)

### Analyse

Analysemethode:	Automatische differentiatie door fluorescentie flowcytometrie of manuele differentiatie door microscopie.
-----------------	---

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano
Interferentie:	Verkeerde resultaten kunnen o.a. optreden bij hypogranulaire granulocyten, agranulocytose, zeer hoge triglyceriden, aanwezigheid van normoblasten en cryoglobulines.
Interpretatie:	Eosinofielen vormen een subpopulatie van de WBC. Afwijkingen in aantal kunnen veroorzaakt worden door zowel inflammatoire, reactieve (bijvb allergie of parasitaire infecties) als maligne aandoeningen.
Eenheid:	%

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 14 d	0-5 %	0-5 %
14 d-30 d	0-5 %	0-5 %
30 d-60 d	0-4 %	0-4 %
60 d-180 d	0-4 %	0-4 %
180 d-2 jaar	0-4 %	0-3 %
2 jaar-6 jaar	0-4 %	0-3 %
6 jaar-12 jaar	0-5 %	0-4 %
12 jaar-18 jaar	0-4 %	0-3 %
> 18 jaar	0-6 %	0-6 %

## Tarificatie

Nomenclatuur:	127190 - 127201 B 80 Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles door microscopie #(Maximum 1) (Cumulregel <a href="#">102</a> ) Bron: RIZIV website op 26/04/2026
---------------	---

## Laatst gewijzigd op

29-07-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.