

Quantra visco-elasticiteit

Beschrijving van de test

Naam:	Quantra visco-elasticiteit
Synoniemen:	ROTEM, TEG, TEM
Aanvraag code:	Geen (POCT-test)
Frequentie:	dagelijks
TAT:	1 uur
24u/24u:	ja
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Volbloed
Toegelaten recipiënt:	Citraat
Volume:	3,5 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• AFAZFAB00005 Aanvraagbrief speciale hematologie (achterkant) • periode bloedafname - staalontvangst 3 uur (het is aanbevolen het monster binnen 15 minuten te analyseren om de kwaliteit van het monster te optimaliseren) • patiëntenlabel aanwezig • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	Niet mogelijk (citraatbuis mag niet gecentrifugeerd zijn)

Analyse

Analysemethode:	Visco-elastische meting a.d.h.v. sonorheometrie.
-----------------	--

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja (EKE programma Stago)
Interpretatie:	De quantra meet hemostaseparameters in volbloed en geeft derhalve een indicatie over zowel bloedplaatjesfunctie (primaire hemostase) als stollingsfactoren (secundaire hemostase). Ook het effect van heparine wordt gemeten.

Laatst gewijzigd op

19-09-2024

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.