

Linezolid (DAL)

Beschrijving van de test

Naam:	Linezolid (DAL)
Aanvraag code:	29182
Frequentie:	Analyse wordt uitgevoerd op maandag, woensdag en vrijdag in het UZ Gent.
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	4 werkdagen
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Heparine
Toegelaten materiaal:	Ingevroren EDTA plasma of droge serumbuis ingevroren indiend staal uitzonderlijk naar Groningen wordt verstuurd in kader van AUC bepaling en enkel na overleg met microbioloog.
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Analyse

Interpretatie:	Abdul-Aziz M, et al. Antimicrobial therapeutic drug monitoring in critically ill adult patients: a position paper. Intensive Care Med. 2020;46:1127-1153. Pea F, et al. A 10-year experience of TDM of linezolid in a hospital-wide population of patients receiving conventional dosing: is there enough evidence for suggesting TDM in the majority of patients? Basic Clin. Pharmacol Toxicol. 2017;121:303-308.
Eenheid:	mg/L

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

2-7 mg/L

2-7 mg/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 547153 - 547164 B 1600 Dosereren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnoseregel [49](#))
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Laatst gewijzigd op

05-03-2025
global

Glims system