

Vancomycine

Beschrijving van de test

Naam:	Vancomycine
Aanvraag code:	29194
Frequentie:	dagelijks
TAT:	1 uur
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma, Serum-gel
Toegelaten recipiënt:	Lithiumheparine
Volume:	2,6 mL

Analyse

Analysemethode:	Homogene particle enhanced turbidimetrische inhibitie immunoassay (PETINIA), the Atellica® CH Vancomycin (Vanc) assay.
Deelname EKE:	Sciensano
Interferentie:	Bilirubine >30 mg/dL; hemoglobine >650 mg/dL; L-index >500; triglyceriden >500 mg/dL; rheumafactor >100 IU/mL; totaal proteïne >12 g/dL; humane anti-muis antistoffen.
Interpretatie:	Vancomycine dal streefspiegel bij: 1) Neonaten en kinderen tot 18 jaar: 10-15 mg/L. 2) Volwassenen Intermittente toediening: 15-20 mg/L. (referentie: S Vandecasteele et. Al JAC 2012)
Eenheid:	mg/L

Laatst gewijzigd op

21-03-2025

Glims system

