

Gisten kweek

Beschrijving van de test

Naam:	Gisten kweek
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	5 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Slijmvliezen, huiduitstrijk, biopt
Toegelaten recipiënt:	eSwab in Amies transportmedium, biopt bij voorkeur in steriel potje met enkele druppels fysiologisch water, niet laten uitdrogen
Volume:	1 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek en gevoeligheidsbepaling
Deelname EKE:	Neqas, Sciensano, SKML
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Interpretatie:	De kweek wordt afgewerkt in functie van de aanwezigheid van potentiële pathogenen en moet beoordeeld worden samen met de symptomen.

Laatst gewijzigd op

Copyright © 2025 All rights reserved.