

Gisten kweek

Beschrijving van de test

Naam:	Gisten kweek
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	Standaard 3 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	Dr Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Catheters, dermatologische stalen, (uro)genitale stalen, Eswabs, urine, vochten of punctaten, weefsels of biopten, oculaire stalen
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek op chromogene agar, identificatie en eventueel gevoeligheidsbepaling (niet standaard).
Deelname EKE:	Sciensano, SKML, UK NEQAS
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Interpretatie:	De meest voorkomende gisten die humane ziekte kunnen veroorzaken zijn <i>Candida</i> spp. en <i>Cryptococcus neoformans</i> . Binnen het genus <i>Candida</i> is het species <i>Candida albicans</i> verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de gistinfecties. <i>Candida</i> species zoals <i>C. tropicalis</i> , <i>C. glabrata</i> , <i>C. parapsilosis</i> , <i>C. lusitanae</i> worden regelmatig als significante pathogenen in het laboratorium geïsoleerd. Gisten kunnen zowel

oppervlakkige infecties van de slijmvliezen of de huid veroorzaken, als diepe infecties met inbegrip van candidemie en meningoencephalitis.

Laatst gewijzigd op

08-05-2025

Glims system

Copyright © 2025 All rights reserved.