

## Urinezuur

### Beschrijving van de test

Naam:	Urinezuur
Synoniemen:	Urinezuur, uraat
Aanvraag code:	21740
Loinc:	3086-6
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

### Afname van het materiaal

Afname:	Urineportie
Toegelaten recipiënt:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vacuette urine tube</li><li>• Steriel potje 50 mL</li><li>• Verzamelzakjes (bij kinderen, &gt;2 mL)</li></ul>
Volume:	20 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Binnen 6 uur na afname in labo. AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
Bijaanvraag:	Max. 6 uur

### Analyse

Analysemethode:	Colorimetrie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant

Deelname EKE: BIO-RAD EQAS - Urine chemistry; Sciensano chemie urine  
Eenheid: mg/dL

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 39 jaar	9-63 mg/dL	6-71 mg/dL
> 39 jaar	6-114 mg/dL	4-93 mg/dL

## Tarificatie

Nomenclatuur: 543093 - 543104 B 60 Dosereren van urinezuur #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

11-08-2025