

Koper

Beschrijving van de test

Naam:	Koper
Aanvraag code:	21955
Frequentie:	Wekelijks
Uitvoerend labo:	Universitair ziekenhuis Saint-Luc
TAT:	2 weken
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Urinecollectie
Transportconditie:	Gekoeld
Bewaarconditie:	Koelkast

Analyse

Analysemethode:	ICP/MS
Interpretatie:	>100 µg/24u is suggestief voor de ziekte van Wilson
Eenheid:	µg/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	543314 - 543325 B 300 Doseran van koper door atoomabsorptie spectrometrie #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 14/06/2026
---------------	---

Laatst gewijzigd op

11-08-2025