

## neutrofielen antistoffen

### Beschrijving van de test

Naam:	neutrofielen antistoffen
Synoniemen:	neutrofiele antilichamen, anti-neutrofiele, NAIN, TRALI, autoimmune neutropenie
Aanvraag code:	GRA.AS_VZ
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00003</a>
Uitvoerend labo:	Centrum Hospital Universit� De Li�ge Sart-Tilman
TAT:	31 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Barbara Cauwelier

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	perifeer bloed
Volume:	Serum 1 mL en EDTA 1 ml (indien ikv neonatale allo-immune neutropenie, dient zowel staal van moeder als neonaat te worden afgenomen)
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname.
Bijaanvraag:	Analyse wordt verstuurd naar CHU Luik

### Analyse

Analysemethode:	Luminex (HNA antistoffen) en PCR-SSP (HNA typering)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Interpretatie:	

Opsporen van granulocytenantistoffen HNA-1a,1b,1c,2,3a,3b,4a,5a en 5b en HNA typering NHA 1,3,4 en 5 bij vermoeden van neonatale alloimmune neutropenie (NAIN) of in kader van onderzoek naar oorzaak van een TRALI (transfusie geassocieerde acute lung injury) . De analyse kan ook gebruikt worden ter bevestiging van een auto-immune neutropenie.

## Tarificatie

Nomenclatuur: 555671 - 555682 B 350 Opzoeken van anti-granulocyten antilichamen in het serum #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

14-07-2025