

Adenovirus antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Adenovirus antistoffen
Aanvraag code:	56099
Uitvoerend labo:	Algemeen Medisch Laboratorium Antwerpen
TAT:	10 dagen (TAT onderaannemer 7 dagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Complement fixatie
Interpretatie:	Alleen een significante titerstijging is betekenisvol d.w.z. een titertoename van 4 maal of meer tussen 2 opeenvolgende sera met minstens 7 dagen tijdsinterval en in eenzelfde testrun

uitgevoerd. Een titer van 1/128 of hoger in een eenvoudige serumname is suggestief voor recente infectie.

Eenheid:

Titer

Tarificatie

Nomenclatuur: 551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

07-08-2024

Gertjan Maryssael