

Hantavirus antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Hantavirus antistoffen
Synoniemen:	Puumala
Aanvraag code:	56184
Frequentie:	Verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	3 weken (TAT onderaannemer 14 dagen)
24u/24u:	nee
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Gekoeld

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	ELISA
-----------------	-------

Interferentie:

BELANGRIJK: Deze test detecteert enkel antistoffen tegen het meest voorkomende West en Centraal-Europese hantavirus serotype: Puumala virus. De detectie van antistoffen tegen andere hantavirus serotypes is beperkt.

Tarificatie

Nomenclatuur:

551272 - 551283 B 350 Diagnose van een infectie door Hantaanvirus #(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

02-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.