

Helicobacter IgG antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Helicobacter IgG antistoffen
Aanvraag code:	56348
Frequentie:	Verzending dagelijks
Uitvoerend labo:	Hospital Mont-Godinne
TAT:	10 dagen (TAT onderaannemer 7 dagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Interpretatie:	Diagnostiek kan aangevuld worden met een Ag Helicobacter pylori opsporing in stoelgang die erg performant is voor
----------------	---

diagnostiek van H.pylori in pediatrische patienten, evenals een met een UBT, of een bacteriele kweek van bioptje na gastroscopie. De keuze mbt diagnosetechniek hangt af van de specifieke patientenpopulatie. Aanwezigheid van IgG-antistoffen wijst op een contact met deze bacterie. Seroprevalentie neemt toe met de leeftijd en is hoger in ontwikkelingslanden dan in West-Europa.

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 8.00

Laatst gewijzigd op

30-07-2026