

Ascaris antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Ascaris antistoffen
Aanvraag code:	56412
Frequentie:	1x/14 dagen - Verzending dagelijks
Uitvoerend labo:	ULB Erasmus Campus
TAT:	18 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Klinische inlichtingen meesturen: symptomen, verblijf in het buitenland, land van herkomst, aankomst in België.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Tarificatie

Nomenclatuur: 551795 - 551806 B 250 Opsporen van antilichamen tegen
dierlijke parasieten #(Maximum 1) (Cumulregel [329](#))
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

15-03-2025

Marijke Reynders

Copyright © 2025 All rights reserved.