

Pseudomonas antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Pseudomonas antistoffen
Aanvraag code:	56350
Frequentie:	Verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	3 weken (TAT onderaannemer 14 dagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5 mL
Transportconditie:	Gekoeld
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Enzyme-linked-immuno-sorbent assay (ELISA)
Interpretatie:	

Interpretatie: Waarde >17AU wijst op chronische kolonisatie met *Pseudomonas aeruginosa* bij patiënten met mucoviscidose; gezonde individuen hebben waarden 6 AU.

Eenheid: AU

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 29.10

Laatst gewijzigd op

11-06-2025