

## Taenia solium antigeen

### Beschrijving van de test

Naam:	Taenia solium antigeen
Synoniemen:	Taenia solium, cysticercosis
Aanvraag code:	56462
Frequentie:	Verzending dagelijks
Uitvoerend labo:	Instituut voor Tropische Geneeskunde
TAT:	10 dagen (TAT onderaannemer 7 dagen)
24u/24u:	nee
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Lumbaal
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, steriele tube
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed of lumbaal vocht wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum of lumbaal vocht een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

### Analyse

Analysemethode:

ELISA

Interpretatie:

Bij hoog klinisch vermoeden op neurocysticercose is de geïsoleerde bepaling van *Taenia solium* antistoffen te weinig gevoelig. Er dient steeds een zoektocht naar het parasitair antigeen te gebeuren, zowel in serum als in CSV.

## Tarificatie

Nomenclatuur:

552016 - 552020 B 250 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek #(Maximum 3)(Cumulregel [323](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

07-08-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.