

Aldosteron per 24u

Beschrijving van de test

Naam:	Aldosteron per 24u
Aanvraag code:	23415
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Brussel
TAT:	3 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Urinecollectie
Toegelaten recipiënt:	Urine buis (10 mL) of plasticen pot voor urinecollectie (2 L)
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

Analyse

Analysemethode:	RIA.
Deelname EKE:	nee
Interpretatie:	Syndroom van Conn: 33 - 63 µg/24h

Eenheid: $\mu\text{g}/24\text{u}$

Tarificatie

Nomenclatuur: 546836 - 546840 B 600 Dosereren van aldosteron #(Maximum 1)(cumulregel [113](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

07-08-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.