

Gastrine

Beschrijving van de test

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Naam: | Gastrine |
| Aanvraag code: | 26090 |
| Frequentie: | Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week |
| Uitvoerend labo: | Universitair Ziekenhuis Brussel |
| TAT: | 3 weken |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Michel Langlois |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|----------------|
| Afname: | Serum |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube |
| Volume: | 500 µL |
| Transportconditie: | Ingevroren |
| Bewaarconditie: | Diepvries |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptatie: | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. |
| Bijaanvraag: | AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten Indien het serum bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. |

Analyse

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Analysemethode: | Siemens Immulite 2000 Chemiluminiscentie immunoassay (CLIA). |
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |

| | |
|---------------|------|
| Deelname EKE: | ja |
| Eenheid: | ng/L |

Tarificatie

Nomenclatuur: 559112 - 559123 B 450 Dosen van gastrine #(Maximum 1)(Cumulregel [88](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

07-08-2024