

Endomysium antilichamen IgA

Beschrijving van de test

Naam:	Endomysium antilichamen IgA
Synoniemen:	endomysium, IgA
Aanvraag code:	25116
Frequentie:	3x/week
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Antwerpen
TAT:	1 maand
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Volume:	250 μ L serum
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Indirecte immunofluorescentie
-----------------	-------------------------------

Tarificatie

Nomenclatuur: 555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (Maximum vier organen) #(Maximum 4)
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

05-02-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.