

Speekselklier antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Speekselklier antistoffen
Synoniemen:	parotis antilichamen; speekselklier antistoffen; anti-submandibularis antistoffen
Aanvraag code:	25126
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Antwerpen
TAT:	5 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Serum
Volume:	0,5 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Bewaren in koelkast. Na afname staal zo snel mogelijk centrifugeren om hemolyse te voorkomen en aliquoteren. AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie
Bijaanvraag:	mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Indirecte immunofluorescentie. Substraat: speekselkliercoupe aap (Menarini Diagnostics). Conjugaat: anti-humaan IgG-FITC.
-----------------	---

Tarificatie

Nomenclatuur: 555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (Maximum vier organen) #(Maximum 4)
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

04-03-2025