

HVA

Beschrijving van de test

Naam:	HVA
Synoniemen:	Homovanillinezuur; Neurotransmittermetabolieten
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Brussel
TAT:	3 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	CSV op ijs
Toegelaten recipiënt:	Steriele tube
Volume:	1 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
-------------	---

Analyse

Analysemethode:	Reversed phase HPLC op een C18 kolom met elektrochemische detectie.
Deelname EKE:	nee
Eenheid:	nmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur:

546571 - 546582 B 1000 Dosereren van homovanillinezuur door
HPLC of gas-chromatografie #(Maximum 1) (Cumulregel [27](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

09-08-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.