

## Tyrosine fosfatase IA-2 antilichamen

### Beschrijving van de test

Naam:	Tyrosine fosfatase IA-2 antilichamen
Synoniemen:	Anti IA2 antistoffen
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Brussel
TAT:	4 weken
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	2 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
-------------	---

### Analyse

Analysemethode:	EuroImmune ELISA
Deelname EKE:	ja
Eenheid:	U/mL

### Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro:

25.00

**Laatst gewijzigd op**

11-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.