

Inhibine B

Beschrijving van de test

Naam:	Inhibine B
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/maand
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Brussel
TAT:	5 weken
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	500 µL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	EIA
Deelname EKE:	nee

Eenheid: ng/L

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 29.20

Laatst gewijzigd op

05-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.