

Pro-insuline

Beschrijving van de test

Naam:	Pro-insuline
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/maand
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	4 weken
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	2 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Diagnoseregulering 146: Aanrekenbaar aan het RIZIV indien voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines van de inwendige geneeskunde, bij hypoglycemie met het oog op diagnose/opvolging van een insulinoma en max. 5 x per kalenderjaar.
Bijaanvraag:	Niet mogelijk indien afgescheiden serum niet onmiddellijk werd ingevroren en bewaard in de diepvries.

Analyse

Analysemethode:	ELISA
Eenheid:	pmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 545075 - 545086 B 600 Doseran van pro-insuline #(Maximum 1) (Diagnoseregel [146](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

05-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.