

## Pro-insuline

### Beschrijving van de test

Naam:	Pro-insuline
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/maand
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	4 weken
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	2 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Diagnoseregulering 146: Aanrekenbaar aan het RIZIV indien voorgeschreven door een arts-specialist in één van de disciplines van de inwendige geneeskunde, bij hypoglycemie met het oog op diagnose/opvolging van een insulinoma en max. 5 x per kalenderjaar.
Bijaanvraag:	Niet mogelijk indien afgescheiden serum niet onmiddellijk werd ingevroren en bewaard in de diepvries.

### Analyse

Analysemethode:	ELISA
Eenheid:	pmol/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 545075 - 545086 B 600 Doseran van pro-insuline #(Maximum 1) (Diagnosereg<sup>el</sup> [146](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

23-10-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.