

Totaal T4 + T uptake + FTI

Beschrijving van de test

| | |
|-------------------------------|--|
| Naam: | Totaal T4 + T uptake + FTI |
| Synoniemen: | T4 + T-uptake; vrij thyroxine index; totaal T4 |
| Frequentie: | Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer: op weekdays |
| Uitvoerend labo: | UZ Leuven campus Gasthuisberg |
| TAT: | 2 weken |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Michel Langlois |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Afname: | Serum |
| Toegelaten materiaal: | Serum |
| Toegelaten recipiënt: | Li-heparine tube, Serum gel tube |
| Volume: | 1 mL |
| Transportconditie: | Gekoeld |
| Bewaarconditie: | Koelkast |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|--------------|---|
| Acceptatie: | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. |
| Bijaanvraag: | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. |

Analyse

| | |
|-----------------|--|
| Analysemethode: | Roche Cobas Immunoassay - Competitief - Electrochemiluminescentie (ECL) |
|-----------------|--|

Eenheid: $\mu\text{g/dL}$

Tarificatie

Nomenclatuur: 546070 - 546081 B 200 Doseran van totale thyroxine (T4) en van het thyroxine bindend globuline (TBG) of de saturatiecapaciteit van thyroxine bindend globuline (TBG) #(Maximum 1)(Cumulregel [218](#), [219](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

05-06-2026