

Totaal T4 + T uptake + FTI

Beschrijving van de test

Naam:	Totaal T4 + T uptake + FTI
Synoniemen:	T4 + T-uptake; vrij thyroxine index; totaal T4
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer: op weekdays
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Li-heparine tube, Serum gel tube
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Gekoeld
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

Analyse

Analysemethode:	Roche Cobas Immunoassay - Competitief - Electrochemiluminescentie (ECL)
-----------------	--

Eenheid: $\mu\text{g/dL}$

Tarificatie

Nomenclatuur: 546070 - 546081 B 200 Doseran van totale thyroxine (T4) en van het thyroxine bindend globuline (TBG) of de saturatiecapaciteit van thyroxine bindend globuline (TBG) #(Maximum 1)(Cumulregel [218](#), [219](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

17-09-2024