

## Gestreepte spier antistoffen

### Beschrijving van de test

Naam:	Gestreepte spier antistoffen
Synoniemen:	Skelet spier antistoffen
Aanvraag code:	25254
Frequentie:	verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	2 weken (TAT onderaannemer 7 dagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Gekoeld

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Bewaren in koelkast. Staal dadelijk centrifugeren om hemolyse te voorkomen en aliquoteren.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

### Analyse

Analysemethode:	Indirecte immunofluorescentie (EUROIMMUN)
Deelname EKE:	nee

## Tarificatie

Nomenclatuur: 555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (Maximum vier organen) #(Maximum 4)  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

05-02-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.