

Thallium

Beschrijving van de test

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Naam: | Thallium |
| Aanvraag code: | TI_VZ |
| Frequentie: | Wekelijks - verzending op donderdag |
| Uitvoerend labo: | Universitair Ziekenhuis Gent |
| TAT: | 18 dagen |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Timothy Vanwynsberghe |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Afname: | Li-heparine (metaalvrije tube) |
| Toegelaten recipiënt: | Metaalvrije tube |
| Volume: | 500 µL |
| Transportconditie: | Kamertemperatuur |
| Bewaarconditie: | Kamertemperatuur |

Analyse

| | |
|-----------------|--------|
| Analysemethode: | ICP/MS |
|-----------------|--------|

Tarificatie

| | |
|---------------|---|
| Nomenclatuur: | 547190 - 547201 B 1200 Doseren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, TI), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode #(Maximum 5)(Diagnoseregel 70) Bron: RIZIV website op 26/04/2026 |
|---------------|---|

Laatst gewijzigd op

11-08-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.