

Tobramycine DAL

Beschrijving van de test

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Naam: | Tobramycine DAL |
| Aanvraag code: | 29192 |
| Aanvraagbrief: | AFAZFAB00009 |
| Frequentie: | Dagelijks |
| Uitvoerend labo: | Universitair Ziekenhuis Gent |
| TAT: | 1 dag |
| 24u/24u: | Ja |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Katelijne Floré |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Afname: | Li-heparine |
| Toegelaten materiaal: | Plasma |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube, lithiumheparine tube |
| Volume: | 200 µL |
| Transportconditie: | Kamertemperatuur |
| Bewaarconditie: | Koelkast |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|-------------|---|
| Acceptatie: | DALspiegel = vlak voor toediening. Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens. |
|-------------|---|

Analyse

| | |
|---------------|----------|
| Deelname EKE: | UK NEQAS |
| Eenheid: | mg/L |

Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|----------|--------|---------|
| | 1 mg/L | 1 mg/L |

Tarificatie

Nomenclatuur: 548715 - 548726 B 350 Doseran van een antibioticum
##(Maximum 2)(Cumulregel [75](#))(Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

24-06-2025