

## Tobramycine DAL

### Beschrijving van de test

Naam:	Tobramycine DAL
Aanvraag code:	29192
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00009</a>
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	1 dag
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

### Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, lithiumheparine tube
Volume:	200 µL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	DALspiegel = vlak voor toediening. Correct en onbeschadigd recipiënt met duidelijke identificatiegegevens.
-------------	---

### Analyse

Deelname EKE:	UK NEQAS
Eenheid:	mg/L

### Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	1 mg/L	1 mg/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 548715 - 548726 B 350 Doseran van een antibioticum  
##(Maximum 2)(Cumulregel [75](#))(Diagnoseregel [46](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

24-06-2025