

Leptine

Beschrijving van de test

Naam:	Leptine
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/maand
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Brussel
TAT:	6 weken
24u/24u:	Nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	500 µL
Transportconditie:	Gekoeld
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

Analyse

Analysemethode:	ELISA
Interferentie:	Hemolyse en lipemie
Interpretatie:	

Leptine concentraties correleren direct met de graad van adipositeit. Leptine waarden stijgen 2.5 maal sneller in vrouwen per BMI eenheid dan in mannen.

Eenheid: $\mu\text{g/L}$

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 9.58

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system