

## Eiwit kwantitatief

### Beschrijving van de test

Naam:	Eiwit kwantitatief
Synoniemen:	Eiwit, proteïne, proteïnurie
Aanvraag code:	21745
Loinc:	2888-6
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

### Afname van het materiaal

Afname:	Urineportie
Toegelaten recipiënt:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vacuette urine tube</li><li>• Steriel potje 50 mL</li><li>• Verzamelzakjes (bij kinderen, &gt;2 mL)</li></ul>
Volume:	20 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Binnen 6 uur na afname in labo. AFAZFAB00028 Aanvraagbrief Urines, vochten en varia
Bijaanvraag:	Max. 6 uur

### Analyse

Analysemethode:	Colorimetrie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant

Deelname EKE: BIO-RAD EQAS - Urine chemistry; Sciensano chemie urine  
Interferentie: Neomycine kan vals verhoogde resultaten veroorzaken  
Eenheid: g/L

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 199 jaar	0.15 g/L	0.15 g/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 125532 - 125543 B 50 Doseran van totale proteïnen  
#(Maximum 1) (Diagnoseregel [1](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

11-08-2025