

## Fibronectine

### Beschrijving van de test

Naam:	Fibronectine
Aanvraag code:	24190
Frequentie:	2x/week
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Antwerpen
TAT:	1 week
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Groene Citraat tube
Volume:	0,5 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

### Analyse

Analysemethode:	Immunonefelometrie (Siemens BN II)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Interpretatie:	

Een verhoogde concentratie van fibronectine bij zwangere vrouwen is geassocieerd met een hoog risico voor pre-eclampsie. De concentratie van fibronectine is verlaagd bij shock, septicemie, levercirrose, malnutritie, brandwonden, DIC, acute pancreatitis, majeure traumata en chirurgie.

## Tarificatie

Nomenclatuur: 541310 - 541321 B 125 Doseran van fibronectine met een immunologische methode #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

06-08-2024