

Vasoactief intestinaal polypeptide

Beschrijving van de test

Naam:	Vasoactief intestinaal polypeptide
Synoniemen:	Vaso actieve intestinale peptide
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyses frequentie onderaannemer 1x/ 3 maanden
Uitvoerend labo:	Universitair ziekenhuis Saint-Luc
TAT:	4 maanden
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA op ijs
Toegelaten recipiënt:	EDTA tube (4,7ml) op ijs
Volume:	2 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk op ijs naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Auto immuniteit: Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Radioimmunoassay (RIA).
Deelname EKE:	nee

Tarificatie

Nomenclatuur: 559171 - 559182 B 400 Doseran van vaso-actief intestinaal polypeptide (VIP) #(Maximum 1)(cumulregel [91](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

11-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.