

Vasoactief intestinaal polypeptide

Beschrijving van de test

| | |
|-------------------------------|--|
| Naam: | Vasoactief intestinaal polypeptide |
| Synoniemen: | Vaso actieve intestinale peptide |
| Frequentie: | Verzending op donderdag - analyses frequentie onderaannemer 1x/ 3 maanden |
| Uitvoerend labo: | Universitair ziekenhuis Saint-Luc |
| TAT: | 4 maanden |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Michel Langlois |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Afname: | EDTA op ijs |
| Toegelaten recipiënt: | EDTA tube (4,7ml) op ijs |
| Volume: | 2 mL |
| Transportconditie: | Ingevroren |
| Bewaarconditie: | Diepvries |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|--------------|--|
| Acceptatie: | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. |
| Bijaanvraag: | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Auto immuniteit: Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen. |

Analyse

Analysemethode: Radioimmunoassay (RIA).
Deelname EKE: nee

Tarificatie

Nomenclatuur: 559171 - 559182 B 400 Doseran van vaso-actief intestinaal polypeptide (VIP) #(Maximum 1)(cumulregel [91](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

15-03-2024