

## pH (POCT) arterieel

### Beschrijving van de test

Naam:	pH (POCT) arterieel
Aanvraag code:	91105
Loinc:	2744-1
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan Campus Brugge BG
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

### Afname van het materiaal

Afname:	Bloedgasspuit
Volume:	150 µL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	ontluchte bloedgasspuit binnen 15 min na afname
Bijaanvraag:	geen bijaanvraag mogelijk

### Analyse

Analysemethode:	Potentiometrie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Sciensano bloedgassen, EQAS blood gas
Eenheid:	PH

### Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	7.37-7.45 PH	7.37-7.45 PH

## Tarificatie

Nomenclatuur: 540514 - 540525 B 250 Bepalen van de pH van het bloed en van de partiële CO<sub>2</sub>- en O<sub>2</sub>-drukken, inclusief eventueel de berekeningen van de andere parameters van het zuur-base evenwicht #(Maximum 1) (Cumulregel [333](#), [334](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

21-01-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.