

pO2 arterieel

Beschrijving van de test

Naam: pO2 arterieel
Aanvraag code: 91105
Loinc: 2703-7
Frequentie: dagelijks
Uitvoerend labo: AZ Sint Jan Campus Brugge BG
24u/24u: ja
Verantwoordelijke bioloog: dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname: Bloedgasspuit
Volume: 150 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie: ontluchte bloedgasspuit binnen 15 min na afname
Bijaanvraag: geen bijaanvraag mogelijk

Analyse

Analysemethode: Amperometrie.
IVDR status: CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE: Sciensano bloedgassen, EQAS blood gas
Eenheid: mm Hg

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 70 j	80-108 mm Hg	80-108 mm Hg

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
70 j-80 j	70-108 mm Hg	70-108 mm Hg
> 80 j	60-108 mm Hg	60-108 mm Hg

Laatst gewijzigd op
21-01-2026