

DHR oxidatieve burst

Beschrijving van de test

Naam:	DHR oxidatieve burst
Frequentie:	De analyse wordt enkel op maandag en dinsdag uitgevoerd
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	Dr Martine Vercammen/Dr Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Volbloed li-heparine verzenden naar UZ Leuven
Volume:	4 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• Afname enkel op maandag- of dinsdagmorgen voor 09u00, direct verzenden naar UZ Leuven met koerier • Patiëntenlabel aanwezig • In recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	Glimscode 24888

Analyse

Interpretatie:	De analyse wordt uitgevoerd om de granulocytenfunctie te evalueren igv vermoeden van cellulair immuundeficiënte, in het bijzonder igv vermoeden van chronische of recidiverende granulomateuse ziekte, abcessen en vertraagde wondheling. Het granulocyten oxidatief metabolisme wordt vaak aangevraagd in combinatie met de analyse van de
----------------	---

granulocytenadhesie (apart aan te vragen).

Laatst gewijzigd op

15-09-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.