

## Nodale/paranodale antistoffen

### Beschrijving van de test

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam:                      | Nodale/paranodale antistoffen                                                                                                                              |
| Synoniemen:                | nodale / paranodale antistoffen; paranodale Ab; NF155; Neurofascin-155; NF186; Neurofascin-186; CNTN1; Contactin 1; Contactin-associated protein 1; CASPR1 |
| Aanvraag code:             | 25235                                                                                                                                                      |
| Uitvoerend labo:           | UZ Leuven campus Gasthuisberg                                                                                                                              |
| TAT:                       | minimaal 1 maand; maximaal 3 maanden                                                                                                                       |
| 24u/24u:                   | Neen                                                                                                                                                       |
| Verantwoordelijke bioloog: | prof. dr. Martine Vercammen                                                                                                                                |

### Afname van het materiaal

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Afname:               | Serum            |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube   |
| Volume:               | 500 µL           |
| Transportconditie:    | Kamertemperatuur |
| Bewaarconditie:       | Koelkast         |

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

|              |                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptatie:  | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. |
| Bijaanvraag: | AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie<br>Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)                              |

### Analyse

|                 |                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysemethode: | Screening voor NF155 - NF186, Contactin1 en CASPR1 antilichamen. Zo positief: bevestiging met tweede techniek |
| Deelname EKE:   | nee                                                                                                           |

## Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 90.00

## Laatst gewijzigd op

28-03-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.