

## Hydroxyproline

### Beschrijving van de test

Naam:	Hydroxyproline
Synoniemen:	4-hydroxyproline
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	3 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Urinecollectie
Toegelaten materiaal:	Urinecollectie
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje
Volume:	1 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 2 dagen na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

### Analyse

Deelname EKE:	ERNDIM-EQAS
Eenheid:	µmol/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 543034 - 543045 B 2500 Afzonderlijk doseren van aminozuren na fractionering op kolom #(Maximum 1) (Cumulregel [346](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 79.51

## Laatst gewijzigd op

24-06-2025